

Diagnostiek SARS-CoV-2/COVID-19.


Afnamemateriaal voor keel/nasopharynx uitstrijk



Uitvoering uitstrijk

Met 1 e-swab doe je eerst een keeluitstrijk en met dezelfde stok vervolgens een nasopharynx (diepe neuskweek) uitstrijk;

Na afname de wattenstok afbreken/doorknippen en in de buis met roze dop doen (buis niet leeg gooien).



Aanvraag via:

- Zorgdomein: Kies materiaal 'uitstrijk nasopharynx' selecteer 'COVID-19 onderzoek'.
- Aanvraagformulier: uitstrijk nasopharynx' COVID-19 graag invullen in de beschikbare vrije ruimte.